

BN-13/75-16, adapteru komplekts

APRAKSTS

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-13/75-16 vakutaineriem 2-5 ml [13x75]



KAT. NUMURS

BS-010221-OK

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts
(16 gab.) - BN-13/75-16 vakutaineriem 2-5 ml

AKSESUĀRI



LMC-56
Without rotor
Laboratorijas centrifūga



BR-4U
BS-010221-AK
Rotors



BA-4/VT
BS-010221-4K
Ieliktni

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)

Rotors bez ieliktniem

Ieliktni priekš četriem vakutaineru adapteriem 2-9ml (4 gab.). Iekļauti 8-9 ml [16 x 100] vacutaineru adapteri, BN-16/100-16.