

# BN-13/100-16, adapteru komplekts

## APRAKSTS

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-13/100-16 vakutaineriem 4-8 ml [13x100]



## KAT. NUMURS

BS-010221-PK

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts  
(16 gab.) - BN-13/100-16 vakutaineriem 4-8 ml

## AKSESUĀRI



**LMC-56**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga



**BR-4U**  
BS-010221-AK  
Rotors



**BA-4/VT**  
BS-010221-4K  
Ieliktni

**LMC-56** ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)

Rotors bez ieliktniem

Ieliktni priekš četriem vakutaineru adapteriem 2-9ml (4 gab.). Iekļauti 8-9 ml [16 x 100] vacutaineru adapteri, BN-16/100-16.