

BN-16/100-16, adapteru komplekts

APRAKSTS

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-16/100-16 vakutaineriem 8-10 ml [16x100]



KAT. NUMURS

BS-010221-QK

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts
(16 gab.) - BN-16/100-16 vakutaineriem 8-10 ml

AKSESUĀRI



LMC-56

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotors

Rotors bez ieliktniem



BA-4/VT

BS-010221-4K

Ieliktni

Ieliktni priekš četriem vakutaineru adapteriem 2-9ml (4 gab.). Iekļauti 8-9 ml [16 x 100] vacutaineru adapteri, BN-16/100-16.