

BN-16/100-24, adapteru komplekts

APRAKSTS

Rotoram R-24/10, Ri-24/10 papildus adapteru komplekts (24 gab.) - BN-16/100-24 vakutaineriem 8-10 ml [16x100]



KAT. NUMURS

BS-010221-TK

Rotoram R-24/10, Ri-24/10 papildus adapteru komplekts (24 gab.) - BN-16/100-24 vakutaineriem 8-10 ml

AKSESUĀRI



LMC-4200R

Without rotor

Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzīmiem un šūnu bioloģijai, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-56

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



R-24/10

BS-010212-JK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni



Ri-24/10

BS-010221-LK
rotors

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni