

BI-25-6, adapteru komplekts

APRAKSTS

Rotoriem R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P papildus ieliktnu komplekts (6 gab.) - BI-25-6 priekš 25ml mēģenēm ar konisku pamatni



KAT. NUMURS

BS-010221-VK

Rotoriem R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P papildus ieliktnu komplekts (6 gab.) - BI-25-6 priekš 25ml mēģenēm ar konisku pamatni



LMC-3000

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R

Without rotor

Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-56

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



R-6

BS-010208-DK

rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatni. Alumīnija adapteri



R-6P

BS-010208-XX

rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatni. Plastmasas adapteri (POM Kocetal)



Ri-6

BS-010221-HK

rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatni. Alumīnija adapteri



Ri-6P

BS-010221-IK

rotors

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatni. Plastmasas adapteri (POM Kocetal)