

BI-25-8, adapteru komplekts

APRAKSTS

Ieliktnim BA-2/50 papildus adapteru komplekts (8 gab.) - BI-25-8 priekš 25ml mēģenēm ar konisku pamatni



KAT. NUMURS

BS-010221-UK

Ieliktnim BA-2/50 papildus adapteru komplekts
(8 gab.) - BI-25-8 priekš 25ml mēģenēm ar
konisku pamatni

AKSESUĀRI



LMC-56

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotors

Rotors bez ieliktniem



BA-2/50

BS-010221-CK

Ieliktni

Ieliktni priekš 2 - 50ml
mēģenēm (4 gab. komplektā)