

LT-150, Augstumā regulējams galds

APRAKSTS

Šis laboratorijas galds ir ideāls risinājums jebkurai pētniecības vai laboratorijas iekārtai. Tam ir ķīmiski izturīga augstspiediena lamināta darba virsma, kas padara to piemērotu lietošanai dažādos laboratorijas apstākļos. Darba virsma ir viegli tīrāma un kopjama, nodrošinot higiēnisku darba vidi. Galdam ir arī regulējams augstums, kas ļauj pielāgot galdu vēlamajam darba augstumam, lai nodrošinātu papildu komfortu un ērtības. Papildus standarta funkcijām šis laboratorijas galds piedāvā arī papildu atvilktni ar pretslīdes virsmu un izvelkamu elektrisko kontaktligzdu bloku. Šī pievienotā funkcija ļauj ērti uzglabāt laboratorijas aprīkojumu un instrumentus, un pretslīdošā virsma nodrošina, ka priekšmeti droši noturas savās vietās. Izvelkamais elektrisko kontaktligzdu bloks ļauj viegli piekļūt strāvas kontaktligzdām, novēršot nepieciešamību pēc pagarinātājiem un samazinot nekārtību uz darba virsmas. Šis galds ir universāls risinājums jebkurai laboratorijai vai pētniecības iestādei, nodrošinot izturīgu, uzticamu un praktisku darba virsmu, kas spēj izturēt ikdienas lietošanas prasības.

Standarta piegādes komplektā ietilpst:

- 2 kājas ar 2 elektro motoriem.
- Kontrolieris ar atmiņu - 4 atmiņas režīmi, digitālais augstuma indikators, poga ar kustību uz augšu/uz leju.
- Regulējams augstums: 625 - 1280 mm.
- Celspēja: 86 kg.
- Darba virsma no ķīmiski izturīga HPL, platums - 1500mm, dziļums - 600mm, biezums 25mm, mala zila.

Atvilktnē un izvelkamais kontaktligzdas bloks tiek piegādāts kā papildpiederumi.

SPECIFIKĀCIJA


Maksimālā slodze	86 kg
Gabarītmēri (P×Dz×A)	1500 × 600 × 625 - 1280 mm
Svars	49 kg



KAT. NUMURS

BS-040107-JK

LT-150, Augstumā regulējams galds



UVC/T-AR
BS-040102-A13
PĶR (PCR) kabinets

UVC/T-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārša ...

[Lasīt vairāk](#)



LTD-1
BS-040107-OK
Atvilkne

Atvilkne ar neslidošu silikona paklājīnu un klusās aizvēršanas funkciju. Var uzstādīt arī pēc tam.



SBR-1
BS-040107-NK
Kontaktligzdu bloks

Kontaktligzdu bloks, izvelkams, ar zilu LED.



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
PĶR (PCR) kabinets

UVC/T-M-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārša ...

[Lasīt vairāk](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
PĶR (PCR) kabinets

UVT-B-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārša ...

[Lasīt vairāk](#)



UVT-S-AR
BS-040107-A07
PĶR (PCR) kabinets

UVT-S-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārša ...

[Lasīt vairāk](#)



LF-1
BS-050101-BK
Atvilktnu skapītis

Jauna modulveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.