

## LTD-1, Atvilktnē

### APRAKSTS

Atvilktnē ar neslidošu silikona paklājīņu un klusās aizvēršanas funkciju. Var uzstādīt arī pēc tam.

### SPECIFIKĀCIJA

Atvilktnes iekšējie izmēri (P×D×A)	310 × 350 × 40 mm
Gabarītizmēri (P×D×A)	430 × 410 × 70 mm



### KAT. NUMURS

BS-040107-OK

LTD-1, Atvilktnē

### AKSESUĀRI



LT-120

BS-040107-EK

Augstumā regulējams galds

Šis laboratorijas galds ir ideāls risinājums jebkurai pētniecības vai laboratorijas iekārtai. Tam ir ķīmiski izturīga augstspiediena lamināta darba virsma, kas padara to piemērotu lietošanai dažādos laboratorijas apstākļos.

Darba virsma ir ...

[Lasīt vairāk](#)



LT-150

BS-040107-JK

Augstumā regulējams galds

Šis laboratorijas galds ir ideāls risinājums jebkurai pētniecības vai laboratorijas iekārtai. Tam ir ķīmiski izturīga augstspiediena lamināta darba virsma, kas padara to piemērotu lietošanai dažādos laboratorijas apstākļos.

Darba virsma ir ...

[Lasīt vairāk](#)



LT-180

BS-040107-HK

Augstumā regulējams galds

Šis laboratorijas galds ir ideāls risinājums jebkurai pētniecības vai laboratorijas iekārtai. Tam ir ķīmiski izturīga augstspiediena lamināta darba virsma, kas padara to piemērotu lietošanai dažādos laboratorijas apstākļos.

Darba virsma ir ...

[Lasīt vairāk](#)