

Stikla mēģenes 18mm

APRAKSTS

Stikla mēģenes ar vāciņiem 18x100mm, borsilikāta, polipropilēna vāciņš ar silikona paliktni.
Iepakojums - 100gb/kastē.

SPECIFIKĀCIJA

Augstums	100 mm
Diametrs	18 mm



KAT. NUMURS

BS-050102-NK	Stikla mēģenes ar vāciņiem 18x100mm, 100 gab.
--------------	---

AKSESUĀRI



DEN-1
BS-050102-AAF
Densitometrs (šķidruma duļķainības mērītājs)

Densitometri **DEN-1** ir paredzēti šķidrumu duļķainības mērīšanai diapazonā 0.0–6.0 McFarlanda vienībās, attiecīgi (0 - 180×10^7 šūnas/ml). Ar mēraparātu ir iespējams veikt šķidrumu duļķainības mērījumus plašākā diapazonā, līdz pat 15.0 ...

[Lasīt vairāk](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitometrs (šķidruma duļķainības mērītājs)

Densitometri **DEN-1B** ir paredzēti šķidrumu duļķainības mērīšanai diapazonā 0.0–6.0 McFarlanda vienībās, attiecīgi (0 - 180×10^7 šūnas/ml). Ar mēraparātu ir iespējams veikt šķidrumu duļķainības mērījumus plašākā diapazonā, līdz pat 15.0 ...

[Lasīt vairāk](#)