

Pārvietojams 2 klases ūdens dozators

APRAKSTS

Universāls papildus dozatora komplekts ar 3 m padeves šļūteni un ūdens sadales moduli



KAT. NUMURS

BS-070104-JK

Mobilais dozators

AKSESUĀRI



Labagua Trace
BS-070105-A02
ūdens attīrīšanas sistēma

Labagua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Visas attīrīšanas sistēmu Labagua konfigurācijās ražo gan īpaši tīru, gan arī tīru ūdeni. ...

[Lasīt vairāk](#)



Labagua HPLC
BS-070104-A02
ūdens attīrīšanas sistēma

Labagua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labagua HPLC** attīra ūdeni nodrošinot zemu kopējā organiskā oglekļa (TOC) ...

[Lasīt vairāk](#)



Labagua Bio
30l uzglabāšanas tvertne
ūdens attīrīšanas sistēma

Labagua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labagua Bio** attīra ūdeni nodrošinot zemu organisko vielu un DNāžu ...

[Lasīt vairāk](#)