

Uzglabāšanas tvertne 100l

APRAKSTS

Uzglabāšanas tvertne ar pamatni, krānu un daudzpunktu līmeņa slēdzi, 100 l



KAT. NUMURS

BS-070102-FK

Uzglabāšanas tvertne 100l

AKSESUĀRI



Labqua Trace
BS-070105-A02
ūdens attīrīšanas sistēma

Labqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Visas attīrīšanas sistēmu Labqua konfigurācijās ražo gan īpaši tīru, gan arī tīru ūdeni. ...

[Lasīt vairāk](#)



Labqua HPLC
BS-070104-A02
ūdens attīrīšanas sistēma

Labqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labqua HPLC** attīra ūdeni nodrošinot zemu kopējā organiskā oglekļa (TOC) ...

[Lasīt vairāk](#)



Labqua Bio
30l uzglabāšanas tvertne
ūdens attīrīšanas sistēma

Labqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labqua Bio** attīra ūdeni nodrošinot zemu organisko vielu un DNāžu ...

[Lasīt vairāk](#)