

Binokulārais mikroskops BM-700

APRAKSTS

Uzlabots bioloģijas mikroskops mācību, dzīvības zinātņu un klīniskajiem pielietojumiem.

Anti-Fungus apstrāde aizsargā optisko sistēmu, objektīvus un okulārus augsta mitruma vidē.

Jaunā dizaina F=200 mm Infinite Plan ahromatiskie objektīvi nodrošina pilnībā koriģētu attēlu skaidriem vizuāliem un digitāliem rezultātiem.

[Uzzināt vairāk](#)

