

Laboratorijas stikla trauki

APRAKSTS

Pieejami dažādi trauku veidi un tilpumi:

- Vārglāzes
- Asins skaitīšanas kameras
- Eksikator
- Erlenmeijera kolbas
- Piltuves
- Hematoloģijas stikla trauki
- Laboratorijas pudeles
- Petri trauciņi
- Stikla pipetes
- Reāģentu pudeles
- Plakanās pamatnes kolbas
- Trauki krāsošanai
- Svēršanas pudeles

[Uzzināt vairāk](#)

