

Krio saldētava DW-150W209

APRAKSTS

-150 °C krio saldētava, ko izstrādājis Haier Biomedical, nodrošina klientiem drošu, ērtu un ekonomisku alternatīvu ilgtermiņa uzglabāšanas metodi. Nodrošinot uzglabāšanas vidi par aptuveni 20°C aukstāku par ūdens rekristalizācijas temperatūru, saldētava ir piemērota dažādu bioloģisko paraugu, piemēram, vīrusu, eritrocītu, leikocītu, skeleta, spermas, okeāna produktu, īpašu testa materiālu un pat elektronisko paraugu uzglabāšanai. To var uzstādīt iestādēs, tostarp asins bankās, slimnīcās, epidēmiju profilakses dienestos, pētniecības institūtos un pētniecības laboratorijās.

[Uzzināt vairāk](#)

