

TwinCool UZT saldētava

APRAKSTS

TwinCool ultra zemas temperatūras (UZT) saldētavu var izmantot vērtīgu paraugu uzglabāšanai un aizsardzībai, kuriem nepieciešami stingri un nepārtraukti uzglabāšanas nosacījumi. Ierīce paredzēta darbam pat kompresora atteices gadījumā.

Piemērota vīrusiem, patogēniem, asins šūnām un citu bioloģisko paraugu aukstumglabāšanai. Var izmantot arī īpašu materiālu un citu produktu uzglabāšanai elektronikas un ķīmiskās rūpniecības nozarēs.

[Uzzināt vairāk](#)

