

Kompaktā UZT saldētava

APRAKSTS

Piemērots klīniskiem, medicīniskiem, zinātniskiem pētījumiem u.c. priekšmetu uzglabāšanai zemas temperatūras apstākļos. Lietojams universitātēs, slimnīcās, slimību profilakses un kontroles centros, asins pārlišanas stacijās, zinātniskās pētniecības institūtos, elektronikas un ķīmijas uzņēmumu laboratorijās un biomedicīnas inženierzinātņu pētniecības institūtos. Bioloģisko produktu un bioloģisko paraugu, piemēram, sarkano un balto asins šūnu, vīrusu, kaulu un baktēriju uzglabāšanai. Izmanto arī elektroniskām ierīcēm un citiem materiāliem, ko izmanto kriogēno testu veikšanai.

[Uzzināt vairāk](#)

