

Biomedicīnas saldētava -30°C – piespiedu gaisa dzesēšana

APRAKSTS

Piemērota asins uzglabāšanas stacijām, slimnīcām, zinātniskās pētniecības institūtiem, ķīmiskajai rūpniecībai un citām saistītām nozarēm. Biomedicīnas saldētava -30°C var uzglabāt plazmu, bioloģiskos produktus, sastāvdaļas, materiālus un citus priekšmetus, kas jāglabā zemā temperatūrā.

Šī saldētava ir ar piespiedu gaisa cirkulāciju un automātisko atkausēšanu kritisku un temperatūras jutīgu bioloģisko paraugu, laboratorijas produktu un medicīnas produktu uzglabāšanai.

[Uzzināt vairāk](#)

