

RFID farmācijas ledusskapis

APRAKSTS

No ražotāja līdz pacientiem viss process tiek automātiski un viedi kontrolēts.

- Gaisa dzesēšana ar automātisko atkausēšanu precīzai temperatūras vienmērībai $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (pie 5°C)
- Timekli balstīta reaģentu pārvaldības programma, palīdz datu vākšanas un analīzes procesā, precīza uzskaitē un atskaitēs, viena platforma var pārvaldīt vairākas aprīkojuma vienības.

[Uzzināt vairāk](#)

