

Automatizēts asins pārvaldības ledusskapis

APRAKSTS

Piemērots slimnīcu asins pārliešanas nodaļām, operāciju zālēm un neatliekamās palīdzības nodaļām utt.

- Automātiska RFID čipu identifikācija
- IoT ienākošo un izejošo krājumu pārvaldība
- Skārienekrāns kontrolē ar NFC kartes piekļuvi
- Uzticama temperatūras veikspēja $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Videi draudzīga un energoefektīva saldēšana

[Uzzināt vairāk](#)

