

Pašapkalpošanās asins sadales ledusskapis

APRAKSTS

Pašapkalpošanās asins sadale asins pārliešanas nodaļām

Pēc tam, kad ir pabeigta asins maisu savstarpējā marķēšana, dažādām asinīm tiks piešķirtas noteiktas asins savākšanas atļaujas, attiecīgajām nodaļām, lai nodrošinātu pašapkalpošanās asins sadali. Pašapkalpošanās asins savākšana naktī var ietaupīt darbaspēka izmaksas un uzlabot efektivitāti.

Mobilie asins uzglabāšanas punkti

Ledusskapjus var izmantot kā pārvietojamus asins uzglabāšanas punktus slimnīcās, lai garantētu ārkārtas pārliešanas asiņu pieejamību, panāktu nulles gaidīšanas laiku un garantētu savlaicīgu asiņu pieejamību pacientiem.

- Elektroniska svītrkodu pārvaldība
- Izsekojams asins pārvietošanas process
- Dzesēšanas darbības reāllaika status un vadība



[Uzzināt vairāk](#)