

Viedais vakcīnu ledusskapis

APRAKSTS

Viedais vakcinācijas risinājums, uzlabojot parasto vakcinācijas procesu, ieviešot progresīvu saldēšanas tehnoloģiju, automatizāciju un inteligentu vakcīnu piegādi. Pieslēdzot un izmantojot esošo digitālo ambulatoro pakalpojumu sistēmu, vakcinācijas procesu var vadīt šādi:

- Pēc vakcinācijas ieraksta skenēšanas viedais vakcinācijas ledusskapis automātiski izdos nepieciešamo vakcīnu.
- Medicīniskā koda "dubultās pārbaudes" skenēšana, lai apstiprinātu, ka vakcīna ir "pareiza" un "derīga" pirms ievadīšanas.
- Standartizēts vakcinācijas process nerada kļūdas.
- Vakcinācijas ieraksti tiks augšupielādēti sistēmā reāllaikā. Ieraksti ir izsekojami, ļaujot izsekot konkrētu vakcīnas kodu līdz noteiktam saņēmējam.

[Uzzināt vairāk](#)

