

Assist, pipetes ar tilpuma fiksēšanu

APRAKSTS

Assist sērijas pipetes ar tilpuma fiksēšanu ir maināma tilpuma pipetes kas tiek ražotas 1, 8, 12 kanālu izpildījumā. Paredzētas šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai tilpumos no 0.1 µl līdz 10000 µl atkarībā no modeļa.

Daudzkanālu pipetes tiek ražotas četros tilpumu diapazonos: 0.5-10 µl, 5-50 µl, 20-200 µl, 50-300 µl.

Pipetes ir aprīkotas ar analogo skaitītāju, kas parāda pašreizējo pipetēšanas tilpumu. Tilpuma iestatīšana notiek pagriežot melno ripu pipetes korpusā vai arī pagriežot pipetēšanas spiedpogu pareizajā virzienā. Pipetes tilpumu diapazons tiek norādīts arī uz pipetēšanas spiedpogas.

Īpašības:

- Ērtas formas rokturis un zems svars
- Tilpuma fiksēšana, kas nodrošina ka nenotiks nejauša tilpuma nomaiņa darba gaitā
- Pārbaudīts akurātums un precizitāte
- UV noturīgas un pilnīgi autoklavējamas
- 5 un 10 ml pipešu kanāls aizsargāts ar filtru
- Pieejamas 8 un 12 kanālu izpildījumā
- Krāsu kodējums ērtai tilpumu identifikācijai
- Nosviedēja augstuma regulācija - lai pielāgotos gandrīz visu ražotāju pipešu uzgaļiem
- Divu veidu tilpuma iestatīšana lietojot ripu korpusā vai spiedpogu
- Maigu atsperu sistēma gludai un precīzai pipetēšanai

Pipešu pielietojums atkarībā no tilpuma:

- 2 - 10 µl
Šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai mikrotilpumos, DNS sekvenēšana, enzīmu imūnosorbijas testos.
- 10 - 1000 µl
Vispārīgai šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai arī skābes un sārmus.
- 5000 - 10000 µl
Šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai lielos tilpumos

Vienkanāla pipetes - maksimālais tilpums

APL2 - 2µl
APL10 - 10µl
APL20 - 20µl
APL100 - 100µl
APL200 - 200µl
APL1000 - 1000µl
APL5000 - 5000µl
APL10000 - 10000µl

8 kanālu pipetes - maksimālais tilpums

APL8-10 - 8 x 10µl
APL8-50 - 8 x 50µl
APL8-200 - 8 x 200µl
APL8-300 - 8 x 300µl

12 kanālu pipetes - maksimālais tilpums

APL12-10 - 12 x 10µl
APL12-50 - 12 x 50µl



APL12-200 - 12 x 200µl

APL12-300 - 12 x 300µl

Pipešu komplekti

APL Starter Kit 1 - APL10, APL20, APL200, APL1000, 4 vietu statīvs, demonstrācijas uzgaļi, 3x kastītes - 10 µl, 200 µl, 1000 µl

APL Starter Kit 2 - APL10, APL100, APL1000, APL5000, 4 vietu statīvs, demonstrācijas uzgaļi, 3x kastītes - 10 µl, 200 µl, 1000 µl, 5x uzgaļi, 5000 µl

KAT. NUMURS

Adjustable volume pipettes - Single channel	Maināma tilpuma pipetes - vienkanāla
BS-010526	APL2 -- 0.1-2 µl
BS-010527	APL10 -- 0.5-10 µl
BS-010528	APL20 -- 2-20 µl
BS-010530	APL100 -- 10-100 µl
BS-010531	APL200 -- 20-200 µl
BS-010532	APL1000 -- 100-1000 µl
BS-010533	APL5000 -- 500-5000 µl
BS-010534	APL10000 -- 1000-10000 µl
Adjustable volume pipettes - 8 channels	Maināma tilpuma pipetes - 8 kanālu
BS-010535	APL8-10 -- 0.5-10 µl
BS-010536	APL8-50 -- 5-50 µl
BS-010537	APL8-200 -- 20-200 µl
BS-010538	APL8-300 -- 50-300 µl
Adjustable volume pipettes - 12 channels	Maināma tilpuma pipetes - 12 kanālu
BS-010539	APL12-10 -- 0.5-10 µl
BS-010540	APL12-50 -- 5-50 µl
BS-010541	APL12-200 -- 20-200 µl
BS-010542	APL12-300 -- 50-300 µl
Sets	Komplekti
BS-010543	APL Starter Kit 1 - APL10, APL20, APL200, APL1000, 4 vietu statīvs, demonstrācijas uzgaļi
BS-010544	APL Starter Kit 2 - APL10, APL100, APL1000, APL5000, 4 vietu statīvs, demonstrācijas uzgaļi



Universālais statīvs
BS-010523

Universālais statīvs,
fiksēts, 8 pipetēm



Karuseļa tipa statīvs
BS-010522

Karuseļa tipa
statīvs, rotējošs, 6
pipetēm



1 pipetes statīvs
BS-010524



4 pipešu statīvs
BS-010525