

RS6, statīvs ar 3 plauktiem

APRAKSTS

Statīvs ar 3 plauktiem



KAT. NUMURS

BS-010425-GK

RS6



S-Bt Smart Biotherm

Software included + RS6, rack with 3 shelves

Kompakts CO₂ inkubators

S-Bt Smart Biotherm radīts darbam šūnu bioloģijas nozarēs (darbības ar dzīvnieku šūnu kultūrām un audiem), molekulārajā bioloģijā (DNS/RNS reakciju analīze, hibrizācijas reakcijas), biotehnoloģijā (mērķa proteīnu un citu molekulu sintēzē), imunoloģijā ...

[Lasīt vairāk](#)