

CO₂ inkubators

APRAKSTS

CO₂ inkubators ir svarīgs pētniecības un attīstības laboratorijas aprīkojums.

- Efektīvs mikrobu filtrs
- Aktīvā gaisa plūsmas kontroles tehnoloģija, lai nodrošinātu stabilitāti un viendabīgumu
- Durvju apsildes funkcija, novērš mikrobu piesārņojumu
- 180 °C sausā karstuma sterilizācijas tehnoloģija, nodrošinot vidi bez piesārņojuma

[Uzzināt vairāk](#)

