

Šķidrā slāpekļa tvertnes - liela tilpuma uzglabāšanas sērija (apaļi statīvi)

APRAKSTS

Lielas ietilpības sērija - uzglabāšanai vai transportēšanai (apaļas tvertnes). Var izmantot bioloģisko paraugu ilgstošai statiskai uzglabāšanai vai transportēšanai.

- Izturīga un viegla alumīnija konstrukcija
- Izturīgs slēdzams korpuss nodrošina izcilu drošību
- Numurētas tvertnu atrašanās vietas
- Stieņu uzglabāšana
- Pieejams šķidrā slāpekļa (LN2) dozēšanas sūknis
- Pieejamas riteņu pamatnes
- Augsta termiskā efektivitāte
- 5 gadu vakuuma garantija
- Īpaši zemi iztvaikošanas zudumi



[Uzzināt vairāk](#)