

Šķidrā slāpekļa tvertnes - zemas temperatūras transportēšanas ratiņi

APRAKSTS

Ratiņus var izmantot plazmas un biomateriālu uzglabāšanai transportēšanas laikā. Tie ir piemēroti dziļas hipotermijas operācijām un paraugu transportēšanai slimnīcās, dažādās biobankās un laboratorijās. Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds kombinācijā ar siltumizolācijas slāni nodrošina zemas temperatūras transportēšanas ratiņu efektivitāti un izturību.

[Uzzināt vairāk](#)

