

Transportēšanas dzesētājs bioloģiskiem produktiem (aktīvā dzesēšana)

APRAKSTS

- Transporta dzesētājs bioloģiskiem produktiem (aktīvā dzesēšana)
- Precīza temperatūras kontrole no 2-10 °C
- Pastāvīga temperatūra
- Noslēgta aukstās ķēdes uzraudzība
- Transportēšanai nomainiet tradicionālo izolācijas metodi ar aktīvo transportēšanas dzesētāju

[Uzzināt vairāk](#)

