

Transportēšanas dzesētājs infekcioziem materiāli (pasīvā dzesēšana)

APRAKSTS

- Apkārtējās vides 32°C temperatūrā kastes iekšpusē (iepriekš atdzesēta) temperatūra paaugstinās līdz 10°C, 7 stundās (P650), 8 stundās (P620).
- Ledus kamera lai nodrošinātu paraugu uzglabāšanas drošību.
- Korpuss ir izgatavots no alumīnija-magnija sakausējuma, ar augstu izturību. Atbilst A klases infekciozo vielu iepakojuma P620 prasībām (HZY-10B) un B klases infekciozo vielu P650 iepakojuma prasībām (HZY-10B).

[Uzzināt vairāk](#)

