

Nabi, UV/gaismas nano spektrofotometrs

APRAKSTS

UV / redzamās gaismas nano spektrofotometrs var ērti analizēt paraugus gan kivetē, gan mikrotilpumā, kā arī saņemt rezultātus gan no viena viļņa garuma, gan arī no pilna spektra. Nabi ir neatkarīga, pilnvērtīga ierīce, kas izmanto 7,0 collu skārienjūtīgu ekrānu. Visus datus var pārsūtīt uz datoru caur USB vadu.

Iespējas

- Paraugu analīze kivetē vai mikro tilpuma pjekestālā
- Analīze vienu viļņa garumu vai pilnu spektru
- Mazs un pārnēsājams izmērs
- Viegla manevrēšana/darbošanās ar integrētu 7" LCD ekrānu
- Vienkārša datu dublēšana, izmantojot USB zibatmiņu
- Parametri: DNS/RNS, olbaltumvielas, šūna, gala punkta, kinētika, spektrs

[Uzzināt vairāk](#)

