

BA-4/VT, Ieliktni

APRAKSTS

Ieliktni priekš četriem vakutaineru adapteriem 2-9ml (4 gab.). Iekļauti 8-9 ml [16 x 100] vacutaineru adapteri, BN-16/100-16.

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu turētāja materiāls	POM Kocetal
Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Ietilpība	4
Mēģeņu tilpums	2-9 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF	2960 × g



KAT. NUMURS

BS-010221-4K

BA-4/VT



LMC-56
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Rotors

Rotors bez ieliktniem



BN-13/75-16
BS-010221-OK
adapteru komplekts

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-13/75-16 vakutaineriem 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
adapteru komplekts

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-13/100-16 vakutaineriem 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
adapteru komplekts

Ieliktnim BA-4/VT papildus adapteru komplekts (16 gab.) - BN-16/100-16 vakutaineriem 8-10 ml [16x100]



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem