

10 µl uzgaļi ar filtru

APRAKSTS

Pipešu uzgaļu īpašības:

- Uzgaļi ir izgatavoti no augstas kvalitātes medicīniskā polipropilēna, un filtra elements ir izgatavots no īpaši augstas molekulasmasas polietilēna, tam ir labas hidroforas īpašības.
- Filtra elements efektīvi aizsargā pipeti no parauga, lai nodrošinātu parauga aspirācijas drošību.
- Nav iekšējās virsmas pārklājuma, nepiesārņo paraugu
- Ir precīzas atzīmes
- Nesatur DNāzi, RNāzi un pirogēnu
- Piemērots parastajām pipetēm, piemēram, Biosan (Assist sērija) Eppendorf un Gilson.
- Piegādāti sterilos statīvos, 96 gab. statīvā.



SPECIFIKĀCIJA

Izmēri (A×Ø)

32 × 0.4 mm

KAT. NUMURS

BHZ01R1W-FS

10 µl - 96 gab. statīvā