

1000 µl uzgaļi ar filtru

APRAKSTS

Pipešu uzgaļu īpašības:

- Uzgaļis ir izgatavots no augstas kvalitātes medicīniskā polipropilēna, un filtra elements ir izgatavots no īpaši augstas molekulas polietilēna, tam ir labas hidrofobas īpašības.
- Filtra elements efektīvi aizsargā pipeti no parauga, lai nodrošinātu parauga aspirācijas drošību.
- Nav iekšējās virsmas pārklājuma, nepiesārņo paraugu
- Ir precīzas atzīmes
- Nesatur DNāzi, RNāzi un pirogēnu
- Piemērots parastajām pipetēm, piemēram, Biosan (Assist sērija) Eppendorf un Gilson.
- Piegādāti sterilos statīvos, 96 gab. statīvā.



SPECIFIKĀCIJA

Izmēri (A×Ø)

86 × 0.8 mm

KAT. NUMURS

BHZ05R1W-FS

1000 µl - 96 gab. statīvā