

Gentier 96E, Reālā laika PCR sistēma

APRAKSTS

Tianlong Gentier 96E reālā laika P_KR (PCR) sistēma ir P_KR (PCR) testu iekārta, kas izstrādāta, lai atbilstu augstas klases laboratoriju īpašām vajadzībām. Ar sešiem fluorescences kanāliem Gentier 96E spēj apstrādāt 96 paraugus vienā testa palaišanā. Nodrošina jaudīgo un efektīvo temperatūras kontroles sistēmu, viegli lietojamu programmatūru un lietotājam draudzīgu ekspluatācijas dizainu. Tianlong Gentier 96E reāllaika P_KR (PCR) sistēma nodrošina maksimālu uzticamību un efektivitāti visām P_KR (PCR) testu vajadzībām.

[Uzzināt vairāk](#)



KAT. NUMURS

Gentier 96E 230VAC 50/60Hz Euro plug