

Gentier 96E, Reālā laika PCR sistēma

APRAKSTS

Tianlong Gentier 96E reālā laika PĶR (PCR) sistēma ir PĶR (PCR) testu iekārta, kas izstrādāta, lai atbilstu augstas klases laboratoriju īpašām vajadzībām. Ar sešiem fluorescences kanāliem Gentier 96E spēj apstrādāt 96 paraugus vienā testa palaišanā. Nodrošina jaudīgo un efektīvo temperatūras kontroles sistēmu, viegli lietojamu programmatūru un lietotājam draudzīgu ekspluatācijas dizainu. Tianlong Gentier 96E reāllaika PĶR (PCR) sistēma nodrošina maksimālu uzticamību un efektivitāti visām PĶR (PCR) testu vajadzībām.

[Uzzināt vairāk](#)



KAT. NUMURS

Gentier 96E

230VAC 50/60Hz Euro plug