

TubeSpin® Bioreactor 50ml with pH and O2 sensors

APRAKSTS

Sterila TPP TubeSpin® Bioreaktora mēģene, 50 ml, ar pH un O2 sensoriem, 1 gab.

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu skaits komplektā	1
Tilpums	50 ml



KAT. NUMURS

BS-010170-AK	Sterila TPP TubeSpin® Bioreaktora mēģene, 50 ml, ar pH un O2 sensoriem, 1 gab.
--------------	--



RTS-8 Plus

Ar TPP TubeSpin® bioreaktora mēģenēm 50ml, 20gab un sterilām TPP TubeSpin® bioreaktora mēģenēm, 50ml, ar pH un O₂ sensoriem, 10gab daudzkanālu bioreaktors ar neinvazīvu šūnu koncentrācijas pH un O₂ mērīšanu reālā laikā

RTS-8 plus ir personālais bioreaktors, tas izmanto patentētu Reverse-Spin® tehnoloģiju, kas izmanto neinvazīvu, mehāniski virzītu, ar mazu enerģijas patēriņu, inovatīvu samaisīšanas veidu, kad šūnu suspensiju sajauc vienreizējās lietošanas 50ml mēģenēs ...

[Lasīt vairāk](#)