

RP-8/15, platforma

APRAKSTS

Platforma rotācijai paralēli rotācijas asij 8 mēģenēm (15 ml mēģenēm). Digitālā ātruma kontrole diapazonā no 1 līdz 100 apgr./min un 5 grādu slīpums, lai uzlabotu sajaukšanas viendabīgumu.

SPECIFIKĀCIJA

Platformas veids	Izvēles
Mēģenes tilpums	15 ml
Ietilpība	8



KAT. NUMURS

BS-010117-DK

Platforma RP-8/15



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi Bio RS-24** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

- (1) riņķveida kustību, bet arī
- (2) svārstību kustību (uz ...

[Lasīt vairāk](#)