


RP-8/50, platforma

APRAKSTS

Platforma rotācijai paralēli rotācijas asij 8 mēģenēm (50 ml). Digitālā ātruma kontrole diapazonā no 1 līdz 100 apgr./min un 5 grādu slīpums, lai uzlabotu sajaukšanas viendabīgumu.

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	8
Platformas veids	Izvēles
Mēģenes tilpums	50 ml



KAT. NUMURS

BS-010117-KK

Platforma RP-8/50



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi Bio RS-24** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

(1) riņķveida kustību, bet arī

(2) svārstību kustību (uz ...

[Lasīt vairāk](#)