

B-PCR, platforma

APRAKSTS

Platforma 96 mikromēģu PCR mikroplatei der visu veidu malīnām



KAT. NUMURS

BS-010159-YK

B-PCR platforma



TS-DW
Without thermoblock
Termo-kratītājs dziļajām mikroplanšetēm

TS-DW, Termokratītājs ir veidots lai termostatētu un kratītu dziļās planšetes. Multisistēmu princips nodrošina iespēju ierīci izmantot kā trīs neatkarīgas ierīces:

- Inkubators;
- Kratītājs;
- Termokratītājs.

Biosan termokratītāju izcilības pazīme ...

[Lasīt vairāk](#)