

VP-8/5, platforma

APRAKSTS

8 × 5 ml koniskajām mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min

1200

Maksimālā temperatūra

100°C



KAT. NUMURS

BS-010175-SK

VP-8/5



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)