

VP-4, platforma

APRAKSTS

4 × 50 ml koniskajām mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1000
Maksimālā temperatūra	80°C
Bloka ligzdas ø	29.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	76.5 mm



KAT. NUMURS

BS-010175-GK

VP-4



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)