

VP-8/15, platforma

APRAKSTS

8 × 15 ml koniskajām mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1100
Maksimālā temperatūra	80°C
Bloka ligzdas ø	17 mm
Bloka ligzdas dziļums	80 mm



KAT. NUMURS

BS-010175-HK

VP-8/15



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)