

VP-CV-20, platforma

APRAKSTS

20 × 10 mm kivetēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1100
Maksimālā temperatūra	80°C
Bloka ligzdas ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	31 mm



KAT. NUMURS

BS-010175-IK

VP-CV-20



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)