

VP-CS-24, platforma

APRAKSTS

24 × 1–1.8 ml kriomēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C
Bloka ligzdas $\varnothing$	12.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	20 mm



KAT. NUMURS

BS-010175-LK

VP-CS-24



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)