

VP-20, platforma

APRAKSTS

20 × mēģenēm ar lodveida pamatni, Ø12 mm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C
Bloka ligzdas Ø	12 mm
Bloka ligzdas dziļums	50 mm



KAT. NUMURS

BS-010175-TK

VP-20



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)