

VP-8/5C, bloks

APRAKSTS

8 × 5 ml koniskajām mēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1200
Maksimālā temperatūra	100°C



KAT. NUMURS

BS-010176-SK

VP-8/5C

AKSESUĀRI



TS-100C

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dots kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C. **TS-100C** funkcijas atbilst ...

[Lasīt vairāk](#)



TS-100C Smart

Iekļauta programmatūra, bez sildīšanas bloka

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C Smart** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dots kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C kā arī ...

[Lasīt vairāk](#)