

VP-CV-20C, platforma

APRAKSTS

20 × 10 mm kivetēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1100
Maksimālā temperatūra	80°C
Bloka ligzdas ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	31 mm



KAT. NUMURS

BS-010176-IK

VP-CV-20C

AKSESUĀRI



TS-100C

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dots krātītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C. **TS-100C** funkcijas atbilst ...

[Lasīt vairāk](#)



TS-100C Smart

Iekļauta programmatūra, bez sildīšanas bloka

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C Smart** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dots krātītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C kā arī ...

[Lasīt vairāk](#)