

VP-CL-24C, platforma

APRAKSTS

24 × 3.6–4.5 ml kriomēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1300
Maksimālā temperatūra	100°C
Bloka ligzdas ø	12.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	30 mm



KAT. NUMURS

BS-010176-KK

VP-CL-24C

AKSESUĀRI



TS-100C

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dotais kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C. **TS-100C** funkcijas atbilst ...

[Lasīt vairāk](#)



TS-100C Smart

Iekļauta programmatūra, bez sildīšanas bloka

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C Smart** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dotais kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C kā arī ...

[Lasīt vairāk](#)