

MSR-16

APRAKSTS

Rotors 2 strip tipa (8 x 0.2 ml) mēģenēm vai 16 atsevišķām 0,2 ml PCR mēģenēm.

SPECIFIKĀCIJA

0.2ml mēģeņu daudzums

16



KAT. NUMURS

BS-010218-AK

MSR-16



Microspin 12 Plus
Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Personāla mini-centrifūga

Personālā mini-centrifūga **Microspin 12 Plus** ir kompakta, viegli vadāma galda centrifūga, kas ir paredzēta lietošanai biomedicīnas pētījumu laboratorijās.

Personāla mini-centrifūga **Microspin 12 Plus** tiek izmantota RNS/DNS paraugu izdalīšanai, citu sastāvdaļu ...

[Lasīt vairāk](#)