

B1-L, platforma

APRAKSTS

Mini ūdens vai lodiņu vanna, 55 x 100 x 73 mm

SPECIFIKĀCIJA

Dziļums

73 mm

Ietilpība

max 0,4 L



KAT. NUMURS

BS-010418-WK

B1-L

**CH 3-150**

Without thermoblock

Termostats ar sildīšanas un dzesēšanas funkciju

Combitherm-2 **CH 3-150** ir paredzēts materiālu termostabilizēšanai dažādās temperatūrās diapazonā no -3°C līdz +165°C atbilstoši analīzes metodē noteiktajām prasībām. Lai paaugstinātu iekārtas funkcionalitāti un ietaupītu vietu uz darba galda, Combitherm-2 ...

[Lasīt vairāk](#)