

SH-12x8, PCR stripu turētāju komplekts

APRAKSTS

Magnētiski fiksējams vāks dažādu stripu tipa mēģeņu konfigurāciju vienkāršai nostiprināšanai.
PCR stripu turētāju komplekts (2 gab.).

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu daudzums

96



KAT. NUMURS

BS-010204-CK

SH-12x8, PCR stripu turētāju komplekts



MSC-2P

BS-010204-A02

Centrifūga-Vortekss PCR planšetēm

MSC-2P ir kompakta izmēra digitālā centrifūga, kas paredzēta pilienu savākšanai, reaģentu samaisīšanai un atkārtotai savākšanai, lai turpmākajā analizē uzlabotu PCR iznākumu. Spin-mix funkciju kombinācija nodrošina ātru darbību, kārtīgu sajaukšanu un ...

[Lasīt vairāk](#)